



Lecturas de la presión arterial
precisas, fiables y conectadas
en la palma de su mano.

Connex® de Welch Allyn
ProBP™ 3400
Tensiómetro digital

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Lleve la precisión de las lecturas de la presión arterial a una nueva dimensión.
De hecho, llévela a cualquier lugar.



Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en la mano, con la misma precisión que los equipos de constantes vitales de Welch Allyn, líderes del sector, el ProBP™ 3400 es la elección perfecta para los médicos de todas las instituciones.

El Connex® ProBP™ 3400 de Welch Allyn pone a disposición de todos lecturas consistentes y precisas de la presión arterial.

- El compacto diseño de este equipo de mano facilita su transporte y la captura de lecturas bien en rondas o en triage.
 - La tecnología SureBP™ de grado hospitalario permite obtener lecturas de presión arterial rápidas y precisas en tan sólo 15 segundos, aumentando así la comodidad del paciente.
 - Obtiene lecturas fiables y minimiza los códigos de error, incluso con la presencia de movimiento o de pulso débil.
 - La tecnología inalámbrica Bluetooth® y con cable USB permite una conexión para seleccionar sistemas EMR/HIS, lo que mejora la precisión y la eficiencia de la documentación
-
- Compatible con los tamaños de manguitos de presión arterial desde niño pequeño (12 cm) a muslo (55 cm)
 - La tecnología de batería de iones de litio permite 100 lecturas en una sola carga con un tiempo de recarga reducido
 - Se puede configurar para adaptarse a su flujo de trabajo y a las necesidades específicas del paciente. Ofrece opciones de actualización, lo que permite proteger su inversión inicial a medida de que cambian sus necesidades.
 - Libre de látex y de mercurio para garantizar la seguridad del personal médico y del paciente.

La solución perfecta de medición de la presión arterial para todos.



Médicos de consultas



Médicos de hospitales



Ingenieros biomédicos

○ Consultas médicas

Con una precisión certificada por la AAMI/BHS-AA, la tecnología para medición de presión arterial SureBP™, que realiza lecturas en tan sólo 15 segundos, y la posibilidad de funcionar con una amplia gama de tamaños de manguitos, el ProBP™ 3400 se convierte en una alternativa fiable a los esfigmomanómetros manuales, columnas de mercurio y a los tensiómetros de uso doméstico.

○ Hospitales

Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en la mano o en un bolsillo, el ProBP 3400 es una alternativa ideal a los esfigmomanómetros manuales o a los voluminosos equipos de constantes vitales, a la hora de tomar lecturas de la presión arterial en rondas o en triage.

○ Ingenieros biomédicos

Debido a que utiliza la misma tecnología que el Spot Vital Signs® LXi, puede tener la seguridad de que el ProBP 3400 resistirá el paso del tiempo, sobre todo en comparación con la gran mayoría de equipos de bajo coste. El servicio Partners in Care™ de Welch Allyn permite el diagnóstico, la calibración y la realización de actualizaciones remotas, por lo que puede estar seguro de que utilizará el ProBP 3400 durante más tiempo.

*“... (tecnología SureBP) ofrece enormes ventajas en cuanto a la velocidad y comodidad del paciente... el personal médico puede tener plena confianza en esta nueva tecnología.”**

-Dr. Bruce S. Alpert



Precisión y fiabilidad demostradas

El uso de la misma innovadora tecnología SureBP™ que Spot Vital Signs LXi de Welch Allyn permite al ProBP™ 3400 capturar lecturas de la presión arterial en tan sólo 15 segundos, casi dos veces más rápido que otros dispositivos electrónicos de presión arterial.

- Cumple con el estándar AAMI de precisión de la presión arterial
- Clasificación "AA" concedida por la Sociedad Británica de Hipertensión

*Alpert, Bruce S., Evaluador Clínico del algoritmo SureBP de Welch Allyn para la medida automatizada de la presión arterial. Blood Pressure Monitoring (Evaluación clínica del algoritmo SureBP de Welch Allyn para la medición automatizada de la presión sanguínea. Monitorización de la presión sanguínea.), Vol. 12 N° 4, agosto de 2007.



Conecta con su sistema de registro médico electrónico (EMR)

Tanto mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth® (opcional) como mediante las conexiones USB, el Connex® ProBP™ 3400 se conecta para seleccionar los sistemas EMR/HIS, lo que reduce los errores de documentación y mejora la eficiencia.



El manguito correcto para unas lecturas correctas

A diferencia de lo que ocurre con muchos tensiómetros digitales, que funcionan tan sólo con algunos tamaños de manguitos, el Connex ProBP 3400 funciona con una gama muy amplia de tamaños de manguito, lo que reduce la posibilidad de que se produzcan lecturas inexactas en pacientes de talla grande y pequeña. Además, contará con todas las ventajas de los exclusivos manguitos FlexiPort® de Welch Allyn, que permiten conexiones de ajuste rápido y la reducción de los riesgos de contaminación cruzada con los manguitos de un único paciente. Además ofrecen opciones de estandarización con enormes ventajas para la institución (www.welchallyn.com/flexiport).

Configurado para ajustarse a su institución y a su flujo de trabajo

Connex ProBP 3400 de Welch Allyn	De mano	Montaje de pared	Soporte móvil	Montaje de mesa
SureBP®; Bluetooth®	34BFHT-B*	34BFWT-B*	34BFST-B*	Solicite cualquier modelo de mano, más el accesorio de montaje de mesa. 4602-01
SureBP®	34XFHT-B*	34XFWT-B*	34XFST-B*	
PA estándar; Bluetooth	34BXHT-B	34BXWT-B	34BXST-B*	
PA estándar	34XXHT-B	34XXWT-B	34XXST-B*	

*Configuraciones de cables de alimentación:
Sustituya la "B" del número de pieza por la letra correspondiente de la siguiente tabla.

Norteamérica	B
Europa	2
Reino Unido	4
Australia (cable naranja)	6
China	C
Sudáfrica	7
Japón	J†

Para obtener una lista completa de la disponibilidad local e información adicional sobre el Connex ProBP 3400 de Welch Allyn, visite nuestra página www.welchallyn.com/probp.

†Sólo la versión de soporte móvil. La versión de mano utiliza la configuración "B" de Estados Unidos

Rentabilice su inversión

Solución de problemas en modo remoto. Actualizaciones y mejoras de software. Ampliaciones de garantías. No se conforme con la garantía estándar del producto y cuente con una asistencia y servicio superiores con el servicio Partners in Care™ de Welch Allyn. Obtenga tiempos de respuestas más rápidos, envíos gratuitos, actualizaciones de software entre otras ventajas. Todo lo que necesita para tener su equipo.*

- Programa de Soporte Global (1 año) /S1-3400
- Programa de Soporte para Biomédicos (1 año)/ S2-3400
- Ampliación de la garantía (1 año) / S4-3400
- Programa de Soporte Preventivo (1 año) / PRV-001

*La disponibilidad de características específicas, cobertura, horas y tiempos de respuesta puede variar según la ubicación. También se pueden aplicar otras limitaciones.



EquiMed

Coll i Vehí, 133
08026 Barcelona
www.equimed.es

Tel. 93 340 00 29
Fax 93 349 00 04
equimed@equimed.es

Servicio de atención al cliente en Europa: +353 46 90 67790

Australia: +61 29 638 3000
Benelux: +31 202 061 360
Iberia: +34 912 990 376
Francia: +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132

Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003

Malasia: +603 78753341
Singapur: +65 6419 8100
Sudáfrica: +27 11 777 7555
Suecia: +46 858 536 551
Reino Unido: +44 207 365 6780