

# Grabadora digital holter H3+™

## Especificaciones



Nueva definición de "compacto" para grabadoras de holter

## Características del producto

- **Tamaño compacto y ligero:** La grabadora digital holter H3+™ solo pesa 28 g (1 oz.). Es tan pequeña que los pacientes apenas notarán que la llevan encima.
- **Grabación de 3 canales:** La grabadora H3+ incluye la función de grabación en 3 canales con detección de pico de marcapasos de serie.
- **Cómoda visualización de la curva:** Integra una pantalla gráfica completa para previsualizar las curvas de ECG durante la colocación en el paciente.
- **Grabación continua de 168 horas:** Con una simple pila AAA, la grabadora H3+ puede registrar datos de forma ininterrumpida durante 7 días.
- **Transferencia de datos a través de puerto USB:** Las grabaciones se descargan a través del cable USB al sistema de análisis holter HScripte™. Las grabaciones también se pueden cargar desde un ordenador con acceso a Internet al centro de análisis equipado con la solución de transferencia web. La conexión holter se puede realizar en cualquier ubicación.
- **Análisis VERITAS® óptimo:** La grabadora H3+ es compatible con el sistema de análisis holter HScripte, que integra las funciones de procesamiento y análisis de la señal VERITAS, las mejores en su categoría.
- **Revisión completa:** Las grabaciones se importan y analizan rápidamente en el sistema de análisis holter HScripte. El sistema HScripte proporciona una revisión completa y potentes herramientas de edición para garantizar la precisión y la calidad de los informes.

## Grabadora digital holter H3+

Características	Especificaciones*
Tipo de instrumento	Grabadora digital holter
Canales de entrada	Adquisición simultánea de 3 canales
Derivaciones estándares adquiridas	I, II, III, aVR, aVL, aVF y V modificadas
Impedancia de entrada Rango dinámico de entrada Tolerancia de compensación de electrodos Respuesta en frecuencia	Cumple o excede los requerimientos de la norma IEC 60601-2-47
Frecuencia de muestreo digital	180 muestras/s/canal utilizado para la grabación y el almacenamiento estándar
Funciones especiales	Detección de marcapasos; visualización de ECG durante la colocación
Conversión A/D	12 bits
Almacenamiento	Memoria interna, no volátil; hasta 168 horas (7 días)
Clasificación del equipo	Partes aplicadas Tipo CF a prueba de desfibrilación, con alimentación interna
Peso	28 gramos (1 oz.) sin batería
Dimensiones	64 x 25 x 19 mm (2,5 x 1,0 x 0,75")
Batería	1 pila alcalina AAA

\*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información, contacte con su representante de Welch Allyn hoy o visite la página [www.welchallyn.es](http://www.welchallyn.es).



**Excelencia clínica. Soluciones conectadas. Innovación continua.**

La línea de cardiología de Welch Allyn tiene el orgullo de contar con la tecnología de Mortara.

Welch Allyn Iberia  
Avenida de Castilla, 1  
Centro Empresarial Best Point  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
Atención al cliente:  
Telf.: +34 91 749 93 57  
Email: [iberia@welchallyn.com](mailto:iberia@welchallyn.com)



**WelchAllyn®**

**Hill-Rom®**

[WWW.WELCHALLYN.ES](http://WWW.WELCHALLYN.ES)

©2018 WELCH ALLYN, INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. N.º DE DOCUMENTO: SM4175ES REV. A MC14638, FEB. 2018

La grabadora digital holter H3+ está indicada únicamente para su uso en entornos clínicos por parte de profesionales médicos cualificados, para registrar datos de ECG de pacientes adultos que requieren monitorización ambulatoria (Holter). Equipo médico (93/42/EEC): Clase IIa. Organismo notificado: LNE/G-MED (CE0459) Fabricante: Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin EE. UU. Representante europeo autorizado: Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimara 103-105, 40033 Casalecchio di Reno (BO) Italia. Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa, con la marca CE. Welch Allyn le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas para un uso correcto y seguro, incluidas en los documentos que acompañan a los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos. Welch Allyn se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Welch Allyn es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.